

[Ko Validado] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra El Fragmento N-Terminal De Gasdermin E Clivada Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60443

Número de artículo: CM0011253



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado que reconoce el fragmento N-terminal clivado de la Gasdermin E humana (GSDME/DFNA5). Adecuado para Western blot, IHC-P y ELISA. Ideal para investigación en piroptosis e inmunidad tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] Anticuerpo monoclonal de conejo contra el fragmento N-terminal de Gasdermin E clivada
Abreviaturas/Alias	DFNA5, ICERE-1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1687
ID del gen	1687
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a residuos alrededor del Asp270 de la Gasdermin E humana
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicaciones	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O60443
Peso de la proteína	11 kDa/35 kDa/55 kDa
Envío	Bolsa de hielo