


[Validado Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Erk2 Para Wb, If/Icc Y Elisa - P28482

Número de artículo: CM0015847



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra ERK2 (MAPK1) humano, apto para Western blot, IF/ICC y ELISA. Detecta ERK2 de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de vías de señalización MAPK/ERK en investigación de crecimiento celular, diferenciación y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado KO] ERK2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ERK; p38; p40; p41; ERK2; ERT1; NS13; ERK-2; MAPK2; PRKM1; PRKM2; P42MAPK; p41mapk; p42-MAPK; K2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5594
ID del gen	5594
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 200-300 de ERK2 humano (NP_002736.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28482
Peso proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo