

[Validado Por Ko] Sintasa De Ácidos Grasos (Fasn) Polymab® De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - P49327

Número de artículo: CM0006489



Introducción

PolymAb® de Conejo de alta calidad [Validado por KO] contra Sintasa de Ácidos Grasos (FASN) para Western blot (WB), inmunofluorescencia (IF/ICC) y ELISA. Validado para humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo de ácidos grasos y estudios de replicación de SARS-CoV-2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Sintasa de Ácidos Grasos (FASN) PolymAb® de Conejo
Observaciones/Alias	FAS; OA-519; SDR27X1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2194
ID de Gen	2194
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2212-2511 de la Sintasa de Ácidos Grasos humana (FASN) (NP_004095.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49327
Peso Proteico	273kDa
Envío	Bolsa de hielo