

[Ko Validado] Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Gbp2 Para Wb Y Elisa - P32456

Número de artículo: CM0023524



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GBP2 humana, validado por KO, para Western blot y ELISA. Ideal para investigación en inmunidad innata, dirigido a una GTPasa inducible por interferón de 67 kDa (P32456).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] GBP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GBP2; P2
Especie	Humana
GeneID (humano)	2634
GeneID	2634
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P32456
Peso de la proteína	67kDa
Envío	Bolsa de hielo