


Anti Hif1An/Fih1 De Conejo Mab Validado Por Ko Para Wb, Elisa - Q9Nwt6

Número de artículo: CM0010962



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra HIF1AN/FIH1 humano (Q9NWT6). Validado para Western blotting y ELISA. Ideal para el estudio de la señalización por hipoxia, detección de oxígeno y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] Anti HIF1AN/FIH1 de conejo mAb
Abreviaturas / Sinónimos	FIH1; H1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55662
GeneID	55662
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de HIF1AN/FIH1 humano (Q9NWT6)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NWT6
Peso proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo