

[Validado Por Ko] Pab De Conejo Anti-Hk1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P19367

Número de artículo: CM0018250



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la hexoquinasa-1 humana (HK1), validado por knockout para Western blot, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de glucólisis, función mitocondrial e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] pAb de conejo anti-HK1
Observaciones/Alias	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; hexoquinasa; K1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3098
GeneID	3098
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-219 de la HK1 humana (NP_000179.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19367
Peso proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo