


[Validado Por Ko] Hnrnpf Rabbit Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - P52597

Número de artículo: CM0026907



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO que se dirige a HNRNPF, adecuado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con HNRNPF humano y de ratón, un regulador clave del splicing alternativo y el procesamiento de pre-mRNA. Ideal para estudios de expresión génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] HNRNPF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HNRNPF; mcs94-1; OK/SW-cl.23; PF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3185
GeneID	3185
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de HNRNPF humano (NP_001091678.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P52597
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo