


[Validado Por Ko] Pab De Conejo Anti-Hsp27/Hspb1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P04792

Número de artículo: CM0021303



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HSP27/HSPB1, validado por knockout, para Western blot, IF/ICC y ELISA. Se dirige a la proteína beta-1 de choque térmico humano, una chaperona molecular implicada en la respuesta al estrés y la dinámica del citoesqueleto. - P04792

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] pAb de conejo anti-HSP27/HSPB1
Observaciones/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; B1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3315
ID de gen	3315
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de HSP27/HSPB1 humano (NP_001531.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P04792
Peso proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo