

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Ifitm3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q01628

Número de artículo: CM0013881

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IFITM3 humano (SWISS: Q01628) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre inmunidad innata antiviral y señalización por interferón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] IFITM3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	1-8U; IP15; DSPA2b; M3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10410
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-133 de IFITM3 humano (NP_066362.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01628
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo