

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Integrina Alfa 2 (Itga2/Cd49B) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17301

Número de artículo: CM0031011



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Validado por KO contra la Integrina alfa 2 humana (ITGA2/CD49b). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Para investigación de adhesión celular, receptor de colágeno y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Integrina alfa 2 (ITGA2/CD49b) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BR; GPIa; CD49B; HPA-5; VLA-2; VLAA2; b)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3673
GeneID	3673
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 30-162 de la Integrina alfa 2 humana (ITGA2/CD49b) (NP_002194.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17301
Peso Proteico	129kDa
Envío	Bolsa de hielo