

[Ko Validado] Mab De Conejo Anti Integrina Alfa 2 (Itga2/Cd49B) - P17301

Número de artículo: CM0003173



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO contra la Integrina alfa-2 humana (ITGA2/CD49b), apto para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Reactivo clave para la investigación de receptores de colágeno y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] mAb de conejo anti Integrina alfa 2 (ITGA2/CD49b)
Observaciones/Alias	BR; GPIa; CD49B; HPA-5; VLA-2; VLAA2; b)
Especie	Humano
GeneID (humano)	3673
GeneID	3673
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1082-1181 de la Integrina alfa 2 humana (ITGA2/CD49b) (P17301)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17301
Peso de la proteína	129kDa
Envío	Bolsa de hielo