

[Validado Por Ko] Mab De Conejo Contra Irf3 - Q14653

Número de artículo: CM0008103



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra IRF3 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización inmunitaria innata y las respuestas al interferón de tipo I.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] mAb de conejo contra IRF3
Observaciones/Alias	IIAE7
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3661
ID del gen	3661
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de IRF3 humano (NP_001184051.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q14653
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo