

[Validado Ko] Mab De Conejo Contra Jak2 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60674

Número de artículo: CM0008477



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra JAK2 humano (131 kDa) validado por KO. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Es fundamental para la investigación de la señalización de citoquinas y la vía JAK/STAT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado KO] JAK2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	JTK10
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3717
ID del gen	3717
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 933-1132 de JAK2 humano (NP_004963.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60674
Peso de la proteína	131 KDa
Envío	Bolsa de hielo