

[Validado Por Ko] Lamp2 Rabbit Polymab® - P13473

Número de artículo: CM0005639



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra LAMP2 humana, validado por KO. Reconoce LAMP2 humana, de ratón y de rata. Adecuado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Ideal para estudios de autofagia y función lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] LAMP2 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3920
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13473
Peso proteico	44 kDa/45 kDa
Envío	Bolsa de hielo