


[Ko Validado] Anticuerpo Policlonal Conejo Anti-NdrG1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92597

Número de artículo: CM0018779



Introducción

Anticuerpo policlonal conejo anti-NDRG1 validado por KO para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Implicado en la respuesta al estrés, supresión tumoral y mantenimiento de la mielina nerviosa. Ideal para investigación en cáncer y neuropatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validado] Anticuerpo policlonal conejo anti-NDRG1
Observaciones/Alias	GC4, RTP, DRG1, NDR1, NMSL, TDD5, CAP43, CMT4D, DRG-1, HMSNL, RIT42, TARG1, PROXY1, G1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10397
GeneID	10397
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 175-394 de NDRG1 humano (NP_001128714.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92597
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo