


[Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Nrf2 Para Wb, Ip, Elisa, Chip - Q16236

Número de artículo: CM0009641



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra NRF2 [Validado por KO] para WB, IP, ELISA, ChIP. Específico para NRF2 humano (68 kDa), un factor de transcripción clave en la respuesta al estrés oxidativo. Ideal para investigaciones sobre citoprotección, respuesta inmunitaria y virus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra NRF2 [Validado por KO]
Observaciones/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH; F2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	4780
ID del gen	4780
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q16236
Peso de la proteína	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo