


[Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nrf2 - Q16236

Número de artículo: CM0006626



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO contra NRF2 humano (Q16236), adecuado para Western blot, ChIP y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de estrés oxidativo e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] NRF2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
Especie	Humano
GeneID (humano)	4780
GeneID	4780
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 243-400 de NRF2 humano (NP_006155.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ChIP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q16236
Peso de la proteína	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo