


[Ko Validado] Pab De Conejo Contra Nsd3/Whsc1L1 Para Wb, Elisa - Q9Bz95

Número de artículo: CM0025714



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra NSD3/WHSC1L1, una histona metiltransferasa, para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de transcripción epigenética. SWISS: Q9BZ95.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] pAb de conejo contra NSD3/WHSC1L1
Notas / Alias	KMT3F; KMT3G; WHISTLE; WHSC1L1; pp14328; L1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54904
GeneID	54904
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-600 de la NSD3/WHSC1L1 humana (NP_060248.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BZ95
Peso de la proteína	162kDa
Envío	Bolsa de hielo