


[Validado Por Ko] P53 Rabbit Pab Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P04637

Número de artículo: CM0017632



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo (pAb) anti-p53 Validado por KO, validado en WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con p53 humano, de ratón y de rata. Se dirige al supresor de tumores p53, ideal para estudios de apoptosis y del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] p53 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; p53
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7157
GeneID	7157
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-393 de p53 humano (NP_000537.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo