


[Ko Validado] Ppp1Cc Rabbit Pab - P36873

Número de artículo: CM0025194



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PPP1CC humana (subunidad catalítica PP1-gamma), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce PPP1CC de humano, ratón y rata (37 kDa). Esencial para la división celular, el metabolismo del glucógeno y la señalización MAPK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] PPP1CC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PP1C; PP-1G; PPP1G; CC
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5501
ID del gen	5501
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-323 de PPP1CC humana (NP_002701.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36873
Peso de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo