


[Validado Por Ko] Rag2 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - P55895

Número de artículo: CM0025672



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo RAG2 validado por KO para WB y ELISA, validado en Humano y Ratón. Se dirige a la proteína 2 de activación de la recombinación V(D)J de 59 kDa, crítica para la diversidad de los receptores inmunitarios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] RAG2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RAG-2; G2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5897
GeneID	5897
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 351-527 de RAG2 humana (NP_000527.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P55895
Peso proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo