


[Validado Por Ko] Rpl22 Conejo Pab - P35268

Número de artículo: CM0023668



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPL22 humano (proteína ribosómica 60S L22). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata. Adecuado para investigación de proteínas ribosómicas y traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] RPL22 Conejo pAb
Observaciones/Alias	EAP; L22; HBP15; HBP15/L22; 22
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6146
GeneID	6146
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-122 de RPL22 humano (NP_000974.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35268
Peso proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo