

[Validado Por Ko] Smarcc1/Baf155 Pab De Conejo Para Wb, Ip, Elisa - Q92922

Número de artículo: CM0029981



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SMARCC1/BAF155, validado para WB, IP, ELISA. Reconoce SMARCC1 humana (~123kDa), una subunidad del complejo de remodelación de cromatina SWI/SNF implicada en la regulación transcripcional y el desarrollo neural.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] SMARCC1/BAF155 pAb de conejo
Observaciones/Alias	HYC5; Rsc8; SRG3; SWI3; BAF155; CRACC1; 55
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6599
GeneID	6599
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q92922
Peso proteico	123kDa
Envío	Bolsa de hielo