


[Validado Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stat5B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P51692

Número de artículo: CM0019352



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra STAT5B humano, validado para Western blot, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, inmunoprecipitación y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] Anticuerpo policlonal de conejo anti-STAT5B
Observaciones/Alias	STAT5; GHISID2; 5B
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6777
ID de Gen	6777
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 586-787 de STAT5B humano (NP_036580.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51692
Peso Proteico	90kDa
Envío	Bolsa de hielo