


## [Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Trim21/Ss-A Para Wb, Elisa - P19474

Número de artículo: CM0005514



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TRIM21/SS-A humano (proteína Ro de 52 kDa), validado para WB y ELISA. Adecuado para investigación en autoinmunidad, ubiquitinación e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | [Validado por KO] Anticuerpo monoclonal de conejo anti-TRIM21/SS-A |
| Observaciones/Alias | SSA; RO52; SSA1; RNF81; Ro/SSA; -A                                 |
| Especie             | Humano                                                             |
| GeneID (Humano)     | 6737                                                               |
| GeneID              | 6737                                                               |
| Inmunógeno          | Péptido sintético                                                  |
| Fuente              | Conejo                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                           |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                          |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                             |
| SWISS               | P19474                                                             |
| Peso Proteico       | 54kDa                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                     |