

[Validado En Ko] Pab De Conejo Contra Txlna - P40222

Número de artículo: CM0021400

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la alfa-taxilina humana (TXLNA) para WB y ELISA. Inmunógeno de proteína recombinante contra aminoácidos 1-160. Validado en modelos de knockout. Ideal para investigación de tráfico de vesículas y exocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado en KO] pAb de conejo contra TXLNA
Observaciones/Alias	IL14; TXLN; NA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	200081
GeneID	200081
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de la TXLNA humana (NP_787048.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P40222
Peso proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo