

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Ube2C Para Wb, If/Icc, Elisa - O00762

Número de artículo: CM0023787



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UBE2C humano (Ubch10), validado para estudios de knockout. Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. UBE2C cataliza la ubiquitinación y promueve la degradación mediada por APC/C durante la mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] UBE2C Conejo pAb
Observaciones/Alias	UBCH10; dj447F3.2; 2C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11065
GeneID	11065
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-179 de UBE2C humano (NP_008950.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O00762
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo