

[Validado Por Ko] B-Catenin Rabbit Mab Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P35222

Número de artículo: CM0003509



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra β -Catenin humano (P35222), validado por KO para WB, IP, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de señalización Wnt y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] β -Catenin Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; in
Especie	Humano
GeneID	1499
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la beta catenina humana (P35222).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35222
Peso proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo