


Anticuerpo Policlonal De Conejo Xiap Validado Por Ko Para Wb, Elisa - P98170

Número de artículo: CM0030934



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo XIAP validado por KO para WB, ELISA. Detecta XIAP humano, de ratón y rata. XIAP es un inhibidor de la apoptosis y una ubiquitina ligasa E3 que regula la señalización de NF- κ B, la inmunidad y el cáncer. Ideal para investigación en apoptosis y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validated] XIAP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	API3; ILP1; MIHA; XLP2; BIRC4; IAP-3; hIAP3; hIAP-3; AP
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	331
ID del gen	331
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 198-497 de la XIAP humana (NP_001158.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P98170
Peso de la proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo