

[KO Validado] Mab De Conejo Contra Ythdf2 - Q9Y5A9

Número de artículo: CM0006545



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado contra YTHDF2, una proteína lectora de m6A (62 kDa) que regula la estabilidad del ARNm. Adecuado para WB, IHC-P, IP y ELISA, con reactividad cruzada con humanos, ratones y ratas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] mAb de conejo contra YTHDF2
Observaciones/Alias	DF2; CAHL; HGRG8; NY-REN-2; YTHDF2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	51441
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5A9
Peso de la proteína	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo