

Anticuerpo Policlonal De Conejo Kpnb1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14974

Número de artículo: CM0025296



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo KPNB1 se dirige a la subunidad beta-1 de importina, un receptor clave de transporte nuclear. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo KPNB1
Observaciones/Alias	IMB1; IPO1; IPOB; Impnb; NTF97; KPNB1
Especie	Humano
ID del Gen (humano)	3837
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de KPNB1 humano (NP_002256.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14974
Peso Molecular de la Proteína	97kDa
Envío	Bolsa de hielo