

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kras Para Wb, If/Icc, Elisa - P01116

Número de artículo: CM0018516



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-KRAS de alta calidad para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta KRAS humano, de ratón y de rata. Herramienta esencial para la investigación de la señalización Ras-MAPK y del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KRAS Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; KRAS
Especie	Humano
GeneID (humano)	3845
GeneID	3845
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 30-189 de KRAS humano (NP_203524.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P01116
Peso de la proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo