

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Kras+Hras+Nras Para Wb, If/Icc, Elisa - P01111 / P01112 / P01116

Número de artículo: CM0005168



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Pan-Ras (KRAS, HRAS, NRAS) validado para WB, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. Detecta una banda de ~18kDa, dirigida al extremo N-terminal conservado; ideal para la investigación de la señalización Ras-MAPK y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra KRAS+HRAS+NRAS
Observaciones/Alias	NS6; CMNS; KRAS; NCMS; ALPS4; N-ras; NRAS1; KRAS+HRAS+NRAS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4893 / 3265 / 3845 (NRAS / HRAS / KRAS)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aa 1-100 de NRAS humano (P01111)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01111 / P01112 / P01116
Peso de la proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo