

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Lactato-Histona H3-K18 (Q16695/P68431) Para Wb, Db Y Elisa

Número de artículo: CM0000086



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la lisina 18 lactilada de la Histona H3 humana, apto para WB, DB y ELISA. Detecta muestras de humano, ratón y rata, con una reactividad predicha amplia. Ideal para investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra lactato-Histona H3-K18
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Lactic acid-Histone H3-K18
Especie	Humano
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido lactilado sintético alrededor de K18 de la Histona H3 humana (NP_003520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Otros anticuerpos modificados
Aplicación	WB, DB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio rango predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo