


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Histona H3 Lactilada (K14) Para Wb/Elisa (Q16695/P68431)

Número de artículo: CM0000089



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para histona H3 lactilada en la lisina 14 (K14). Validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta la lactilación de la histona H3 humana, de ratón y de rata, con una reactividad cruzada prevista de amplio rango. Dirigido a SWISS Q16695/P68431.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ácido láctico-Histona H3-K14 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Ácido láctico-Histona H3-K14
Especie	Humano
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido lactilado sintético alrededor de la K14 de la histona H3 humana (NP_003520.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Otros Anticuerpos Modificados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo