

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Histona H3-K18 Lactilada (Q16695/P68431) Para Investigación Epigenética

Número de artículo: CM0000080



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la histona H3 lactilada en la lisina 18 (SWISS: Q16695/P68431). Validado para WB y ELISA con amplia reactividad cruzada (humano, ratón, rata). Adecuado para el estudio de la lactilación de histonas y la regulación génica metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acido láctico-Histona H3-K18 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acido láctico-Histona H3-K18
Especie	Humano
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Un péptido lactilado sintético alrededor de K18 de la Histona H3 humana de ácido láctico (NP_003520.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Otros Anticuerpos Modificados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo