


Lamin B1 Ac Mab De Conejo Para Wb, Ihc-P - P20700

Número de artículo: CM0002431



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Lamin B1 para WB e IHC-P, validado en humano, ratón y rata. Un componente clave de la lámina nuclear, ideal para la investigación de la organización de la cromatina y laminopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Lamin B1 Ac mAb de conejo
Observaciones/Alias	LMN; ADLD; LMN2; LMNB; MCPH26
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4001
GeneID	4001
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 450-550 de la Lamin B1 humana (P20700).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20700
Peso proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo