


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Lamin B2 Para Wb - Q03252

Número de artículo: CM0008168



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a Lamin B2 para Western blotting, IHC, IF y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de lámina nuclear y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Lamin B2 Rabbit mAb
Notas / Alias	EPM9; LMN2; LAMB2; MCPH27; Lamin B2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84823
GeneID	84823
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q03252
Peso proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo