


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Lamtor5 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43504

Número de artículo: CM0026745



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LAMTOR5 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Dirige contra la proteína LAMTOR5 (HBXIP) del complejo Ragulator, involucrada en la señalización de mTORC1 y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LAMTOR5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	XIP; HBXIP; LAMTOR5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10542
GeneID	10542
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-173 de LAMTOR5 humano (NP_006393.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43504
Peso de la proteína	10kDa
Envío	Bolsa de hielo