


Anticuerpo Policlonal De Conejo Lc3B Para Wb, Ihc-P, If/Icc Y Elisa - Q9Gzq8

Número de artículo: CM0017964



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo LC3B (pAb) validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con LC3B humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de autofagia y control de calidad mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	LC3B pAb de conejo
Observaciones/Alias	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3
Especie	Humano
ID del gen	81631
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de LC3B humano (NP_073729.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9GZQ8
Peso molecular	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo