

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra El Receptor Ldl (Ldlr) Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01130

Número de artículo: CM0002034



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra el receptor LDL (LDLR) humano, validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre metabolismo del colesterol y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra el receptor LDL (LDLR)
Observaciones/Alias	FH; FHC; FHCL1; LDLCQ2; LDL Receptor (LDLR)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3949
GeneID	3949
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 761-860 del receptor LDL humano (LDLR) (NP_000518.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01130
Peso de la proteína	95kDa
Envío	Bolsa de hielo