

Anticuerpo Policlonal De Conejo Lect1 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075829

Número de artículo: CM0026872

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LECT1/Chondromodulina (CNMD) humana. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano y ratón. Adecuado para investigación en desarrollo del cartílago, angiogénesis y válvulas cardíacas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LECT1 pAb de Conejo
Observaciones/Alías	CHM1, CHM-I, LECT1, BRICD3, MYETS1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	11061
ID del Gen	11061
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 75-334 de LECT1 humano (NP_008946.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	075829
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo