

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Lgals2 Para Wb, If-P, Elisa - P05162

Número de artículo: CM0028143



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LGALS2 de alta calidad validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA en humano y ratón. Inmunógeno recombinante, 15 kDa, UniProt P05162. Ideal para investigación sobre lectinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	LGALS2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HL14; LGALS2
Especie	Humano
GeneID (humano)	3957
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-74 de la LGALS2 humana (NP_006489.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P05162
Peso molecular de la proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo