

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Lhx2 Para Wb Y Elisa - P50458

Número de artículo: CM0003429

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo LHX2 validado para Western blot y ELISA. Reacciona con LHX2 humano, de ratón y de rata, un activador transcripcional implicado en el desarrollo linfóide y neural. Ideal para investigación IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo LHX2
Observaciones/Alias	LH2; hLhx2; LHX2
Especie	Humano
GenelD (Humano)	9355
GenelD	9355
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de LHX2 humano (P50458).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50458
Peso Proteico	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo