

Limd1 Rabbit Pab - Q9Ugp4

Número de artículo: CM0019650

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LIMD1 humano para WB y ELISA. Reacciona con LIMD1 humano y de ratón (72 kDa). Adecuado para estudios de supresión de tumores, señalización celular y silenciamiento de miARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LIMD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LIMD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8994
GeneID	8994
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de LIMD1 humano (NP_055055.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UGP4
Peso proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo