

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Limk1 Para Wb Y Elisa - P53667

Número de artículo: CM0019193



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-LIMK1 de alta calidad para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Esencial para la dinámica de filamentos de actina y el desarrollo cerebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LIMK1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LIMK; LIMK-1; LIMK1
Especie	Humano
ID del gen	3984
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 510-647 de LIMK1 (NP_002305.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53667
Peso proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo