

Lin28A Rabbit Mab - Q9H9Z2

Número de artículo: CM0002184



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo LIN28A validado para WB, IF/ICC, ELISA. Se dirige al LIN28A humano, un regulador clave de la biogénesis de miARN y la pluripotencia. Ideal para la investigación de células madre y el desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LIN28A Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CSDD1; LIN28; LIN-28; ZCCHC1; lin-28A; LIN28A
Especie	Humano
GeneID	79727
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 100-209 del LIN28A humano (NP_078950.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9H9Z2
Peso proteico	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo