

## Lipin 1 Rabbit Mab Para Wb Y Elisa - Q14693

Número de artículo: CM0010097

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Lipin 1 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación sobre metabolismo lipídico, diferenciación de adipocitos y dinámica mitocondrial.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Lipin 1 Rabbit mAb                                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | PAP1; Lipin 1                                                                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                 |
| ID del gen (Humano) | 23175                                                                                                                                                  |
| ID del gen          | 23175                                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 101-200 de Lipin 1 humano (Q14693). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                              |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                    |
| SWISS               | Q14693                                                                                                                                                 |
| Peso de la proteína | 99kDa                                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                         |