


Lipocalina-2/Ngal Pab De Conejo - P80188

Número de artículo: CM0023747



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la Lipocalina-2/NGAL humana, validado para WB, IHC-P, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar el metabolismo del hierro, la inmunidad innata y las enfermedades renales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Lipocalina-2/NGAL pAb de conejo
Observaciones/Alias	p25, 24p3, MSFI, NGAL, Lipocalina-2/NGAL
Especie	Humano
ID de gen	3934
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-198 de la Lipocalina-2/NGAL humana (NP_005566.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P80188
Peso proteico	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo