

Anticuerpo Policlonal De Conejo Llgl2 Para Western Blot Y Elisa - Llgl2

Número de artículo: CM0014010

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo (pAb) LLGL2 validado para la detección de la proteína LLGL2 (~114kDa) de ratón y rata mediante Western blot (WB) y ELISA. Adecuado para aplicaciones de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo LLGL2
Observaciones/Alias	Llglh2; 9130006H11Rik; LLGL2
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	3993
ID de Gen	217325
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 938-1027 del LLGL2 de ratón (NP_663413.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
Peso Proteico	114kDa
Envío	Bolsa de hielo